



MAX-CORE

Автоматический одноразовый биопсийный инструмент

- Двойное преимущество удобства и простоты использования в мощном одноразовом инструменте для биопсии с глубиной проникновения 22 мм.
- Использование одной рукой плюс легкий удобный дизайн, гарантирует простоту и надежность в процессе проведения процедуры.
- Выбор из двух кнопок для спуска обеспечивает пользователю максимальное удобство, а различные цвета кнопок - быструю идентификацию размера иглы.

MAX-CORE - одноразовый автоматический биопсийный инструмент для режущей биопсии, предназначен для получения гистологических образцов мягких тканей типа печени, почки, простаты, селезенки, узлов лимфы и различных других опухолей мягких тканей.

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Удалите стерильную упаковку, защитное покрытие и желтый предохранитель иглы.
3. Введите Max-Core:
 - нажмите первую (крайнюю) кнопку взводного механизма, при этом взводится канюля, игла оказывается в открытом состоянии;
 - нажмите вторую (среднюю) кнопку взводного механизма, при этом взводится стилет, игла оказывается в закрытом состоянии.
4. Теперь Max-Core готов к работе. Введите иглу, используя сантиметровые метки, до места предполагаемого забора пробы. Обратите внимание, не разместите пальцы перед кнопками взводного механизма, это будет препятствовать выстрелу иглы. Чтобы получить образец ткани, нажмите одну из кнопок спускового механизма, одна из них расположена в торце инструмента (необходимо нажать), другая на корпусе рукоятки (необходимо продвинуть вперед по направлению стрелки).
5. Извлеките иглу. Для того чтобы вынуть образец ткани, откройте иглу, нажав на первую кнопку взводного механизма. Поместите биопсийный материал в контейнер для дальнейших исследований.
6. Обратите внимание! Возможно извлечь несколько экземпляров биопсии в единственном проколе, используя коаксиальные иглы TruGuide.

Особенности:



Удобный взводной механизм позволяет использовать инструмент одной рукой



Два спусковых механизма – в торце инструмента и на корпусе рукоятки

Диаметр мм G		Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9	20	10	MC 2010
		16	MC 2016
		20	MC 2020
1,2	18	10	MC 1810
		16	MC 1816
		20	MC 1820
		25	MC 1825
1,6	16	10	MC 1610
		16	MC 1616
2,1	14	10	MC 1410
		16	MC 1416

Количество в упаковке – 10 штук