

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИГЛЫ

MONOPTY

Автоматический одноразовый биопсийный инструмент

- Все известные преимущества автоматической биопсии в одноразовой системе.
- Различные цвета рукоятки для быстрой и точной идентификации размера иглы.
- Возможность выбора двух глубин проникновения - 11 мм или 22 мм - для максимальной эффективности процедуры.



MONOPTY - одноразовый автоматический биопсийный инструмент для режущей биопсии, предназначен для получения гистологических образцов мягких тканей типа печени, почки, простаты, селезенки, узлов лимфы и различных других опухолей мягких тканей.

MONOPTY выпускается разных размеров в двух вариантах глубины проникновения (высоты столбика биоптата) – 11 мм и 22 мм.

Инструкция по применению:

1. Перед началом процедуры примените местную анестезию.
2. Удалите стерильную упаковку и защитное покрытие иглы.
3. Введите Monopty:

- поверните взводной механизм, расположенный в торцевой части инструмента, по часовой стрелке до щелчка, при этом взводится канюля, игла оказывается в открытом состоянии;

- поверните взводной механизм по часовой стрелке до щелчка еще раз, при этом взводится стилет, игла оказывается в закрытом состоянии, в окошке [READY] появится индикатор в виде голубой стрелки.

4. Теперь Monopty готов к работе. Введите иглу, используя сантиметровые метки, до места предполагаемого забора пробы. Чтобы получить образец ткани, нажмите кнопку спускового механизма, расположенную в торце инструмента.

5. Извлеките иглу. Для того чтобы вынуть образец ткани, откройте иглу, один раз повернув по часовой стрелке взводной механизм до щелчка. Поместите биопсийный материал в контейнер для дальнейших исследований.

6. Обратите внимание! Возможно извлечь несколько экземпляров биопсии в единственном проколе, используя коаксиальные иглы TruGuide.

Особенности:



Поворотный механизм взвода со спусковым механизмом в торце инструмента



Окошко индикации готовности системы к работе

MONOPTY – 22 мм

MONOPTY – 11 мм

Диаметр мм	G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9	20	10	212010
		16	212016
		20	212020
1,2	18	10	211810
		16	211816
		20	211820
1,6	16	10	211610
		16	211616
		20	211620
2,1	14	10	211410
		16	211416

Диаметр мм	G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9	20	10	122010
		16	122016
		20	122020
1,2	18	10	121810
		16	121816
		20	121820
1,6	16	10	121610
		16	121616
		20	121620
2,1	14	10	121410
		16	121416
2,8	12	10	121210
		16	121216

Количество в упаковке – 10 штук.