

РУЧНЫЕ, КОАКСИАЛЬНЫЕ ИГЛЫ



TRUGUIDE

Коаксиальная игла-проводник для режущих биопсийных игл

- Обеспечивает возможность для выполнения многократных биопсий в одной и той же области.
- Только на один размер Gauge больше, чем иглы для биопсии.
- Спроектированные специально для использования с биопсийными иглами Bard, гарантируют полную совместимость и увеличивают точность.

TRUGUIDE - коаксиальная биопсийная игла, используется совместно с другими иглами BARD в качестве проводника для получения гистологических образцов мягких тканей типа печени, почки, простаты, селезенки, узлов лимфы и различных других опухолей мягких тканей.

Игла TruGuide состоит из 3-х частей: внешней режущей канюли, внутреннего мандрена и ограничителя глубины.

Игла снабжена коннектором Луер-ЛОК, который позволяет присоединять шприц для инъекции или аспирации.

Для удобства идентификации, цвет ограничителя глубины соответствует цветовой маркировке биопсийной иглы.

Инструкция по применению:

Обратите внимание: некоторые размеры TruGuide снабжены дополнительным тупым стилетом, который может использоваться вместо острого стилета.

1. Перед использованием определите размер коаксиальной иглы, соответствующий размеру основной иглы для биопсии.
2. Проверьте упаковку на предмет повреждений, удалите стерильную упаковку и защитное покрытие иглы. Примените местную анестезию.
3. Если это необходимо, установите ограничитель глубины на нужную позицию.
4. Определите нужный вид стилета, если будет использоваться острый стилет, переходите к шагу 7.
5. Если выбран тупой стилет, придерживая втулку канюли и поворачивая втулку стилета против часовой стрелки, удалите острый стилет от внешней канюли.
6. Вставьте тупой стилет внутрь канюли и поверните его по часовой стрелке, чтобы разместить во втулке канюли.

7. Введите коаксиальную иглу в область биопсии до ограничителя глубины. Ограничитель может быть отрегулирован в надлежащем положении, до области контакта с кожей. Это поможет максимально стабилизировать коаксиальную иглу.

8. Придерживая втулку канюли и поворачивая втулку стилета против часовой стрелки, удалите стилет от внешней канюли. Оставьте канюлю на месте для использования в качестве проводника для размещения режущей иглы.

9. Разместите соответствующую иглу для режущей биопсии через проводник к месту исследования для проведения забора ткани.

10. Проведите биопсию, удалите иглу для режущей биопсии от проводника. Оставьте канюлю (проводник) на месте.

11. Для многократного взятия образцов, повторно вставьте стилет и повторите шаги 8, 9, 10.

12. Вставьте стилет и удалите коаксиальную иглу TruGuide.

Рекомендация: при сборе многократных образцов, вытирайте основную иглу для биопсии стерильной марлей до размещения в проводнике. Это поможет в надлежащем движении основной иглы внутри

Коаксиальные иглы для MAX-CORE

Иглы для MAX-CORE

Диаметр мм G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9 20	10	MN 2010
	16	MN 2016
	20	MN 2020
1,2 18	10	MN 1810
	16	MN 1816
	20	MN 1820
	25	MN 1825
1,6 16	10	MN 1610
	16	MN 1616
2,1 14	10	MN 1410
	16	MN 1416

Коаксиальные иглы TruGuide

Диаметр мм G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
1,0 19	7,8	C2010A
	13,8	C2016A
	17,8	C2020A
1,4 17	7,8	C1810A
	13,8	C1816A
	17,8	C1820A
	-	
1,8 15	7,8	C1610A
	13,8	C1616A
2,4 13	7,8	C1410A
	13,8	C1416A

Количество в упаковке – 10 штук.

РУЧНЫЕ, КОАКСИАЛЬНЫЕ ИГЛЫ

Коаксиальные иглы для MAGNUM

Иглы для MAGNUM			Коаксиальные иглы TruGuide		
Диаметр мм G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка	Диаметр мм G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9 20	10	MN 2010	1,0 19	7	C2010B
	13	MN 2013		10	C2013B
	16	MN 2016		13	C2016B
	20	MN 2020		17	C2020B
1,2 18	10	MN 1810	1,4 17	7	C1810B
	13	MN 1813		10	C1813B
	16	MN 1816		13	C1816B
	20	MN 1820		17	C1820B
	25	MN 1825		-	-
	30	MN 1830		-	-
1,6 16	10	MN 1610	1,8 15	7	C1610B
	13	MN 1613		10	C1613B
	16	MN 1616		13	C1616B
	20	MN 1620		17	C1620B
2,1 14	10	MN 1410	2,4 13	7	C1410B
	13	MN 1413		10	C1413B
	16	MN 1416		13	C1416B
	20	MN 1420		-	-
2,8 12	10	MN 1210	3,0 11	7	C1210B
	13	MN 1213		10	C1213B
	16	MN 1216		13	C1216B
	20	MN 1220		-	-

Количество в упаковке – 10 штук.

Коаксиальные иглы для MONOPTY

Иглы для MONOPTY			Коаксиальные иглы TruGuide		
Диаметр мм G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка	Диаметр мм G	Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9 20	10	122010, 212010	1,0 19	7,8	C2010A
	16	122016, 212016		13,8	C2016A
	20	122020, 212020		17,8	C2020A
1,2 18	10	121810, 211810	1,4 17	7,8	C1810A
	16	121816, 211816		13,8	C1816A
	20	121820, 211820		17,8	C1820A
1,6 16	10	121610, 211610	1,8 15	7,8	C1610A
	16	121616, 211616		13,8	C1616A
	20	121620, 211620		17,8	C1620A
2,1 14	10	121410, 211410	2,4 13	7,8	C1410A
	16	121416, 211416		13,8	C1416A
2,8 12	10	121210	3,0 11	7,8	C1210A
	16	121216		13,8	C1216A

Количество в упаковке – 10 штук.