

ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ ИГЛЫ

DUALOK

Локализационная репозиционная игла-проводник

- Конструкция иглы гарантирует безопасное, уверенное размещение.
- Уникальная конструкция захвата обеспечивает превосходное сопротивление перемещению.
- В отличие от аналогичных игл других производителей, DualLok легко извлекается и может быть размещен повторно.



DUALOK – игла-проводник, используется для предоперационной локализации новообразований молочной железы, которые не удается определить пальпацией.

Конструкция переходника иглы позволяет быстро и плавно вводить иглу, а двойной крючок обеспечивает оптимальную фиксацию.

Эхогенный наконечник обеспечивает точность наведения иглы под контролем ультразвука.

Передвижной ограничитель и канюля с сантиметровой шкалой обеспечивают точное размещение иглы по глубине.

Игла снабжена коннектором Луер-ЛОК, который позволяет присоединять шприц для инъекции или аспирации.

Диаметр		Длина, см	Каталожный №
мм	G		
0,9	20	3,7	LW0037
		5,7	LW0057
		7,7	LW0077
		10,7	LW0107
		13,7	LW0137

Количество в упаковке – 10 штук.

