

МНОГОРАЗОВАЯ БИОПСИЙНАЯ СИСТЕМА



MAGNUM®

Многоразовая автоматическая биопсийная система

- Небольшой размер и легкий вес в сочетании с мощностью и точностью в универсальном инструменте для биопсии.
- Многоразовая система, использование одной рукой плюс возможность выбора двух глубин проникновения - 15 мм или 22 мм.
- Высокоскоростной и точный выстрел гарантируют получение образцов превосходного качества для разнообразных клинических исследований.

MAGNUM® - многоразовая биопсийная система - лидер в биопсии мягких тканей. Предназначена для проведения диагностических исследований мягких тканей, таких как молочная железа, предстательная железа, щитовидная железа, легкие, печень, почки, простата, селезенка, узлы лимфы и другие.

Небольшой размер (12 см), легкий вес (250 гр) и эргономичность системы позволяет увеличить точность контроля управления и легкость в использовании инструмента в течение процедуры биопсии. Единственная многоразовая биопсийная система, позволяющая проводить процедуру одной рукой без заметных усилий, предупреждая утомление руки. Мощная система выпрямления пружины обеспечивает высокую скорость введения иглы и качественный забор биоптата, исключая нежелательное отклонение инструмента и излишний травматизм исследуемых органов. Имеется возможность выбора двух глубин проникновения иглы – 15 мм и 22 мм, что позволяет достичь желаемого результата при различных позициях введения инструмента.

Конструкция и универсальность инструмента MAGNUM® делают его идеальным выбором для эффективной биопсии множества анатомических участков.

Особенности:



Регулятор глубины проникновения – 15 мм и 22 мм



Спусковой механизм



Предохранитель случайного выстрела, положения: F – готовность (Fire), S – безопасное (Safe)



Кейс для хранения и транспортировки системы



Индикатор готовности системы к работе

МНОГОРАЗОВАЯ БИПСИЙНАЯ СИСТЕМА

MN

Одноразовая игла к биопсийной системе MAGNUM

- Трехгранная лазерная заточка и острые кромки иглы позволяют минимизировать перфорацию тканей.
- Уникальный спейсер обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент.
- Канюля имеет специальную конструкцию кончика, отклоняющуюся на 15° при выстреле, что гарантирует получение качественных образцов.



Игла для MAGNUM® доступна одноразовая; ее точность и большая выемка производят чистый срез и безопасный захват ткани. Уникальная распорная деталь иглы обеспечивает правильное размещение иглы внутри биопсийной системы и легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент. Игла имеет сантиметровую разметку, облегчающую контроль за процессом ее введения. Диапазон длин и диаметров игл соответствует фактически каждой процедурной потребности. Высокая скорость забора и точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных образцов тканей. Для извлечения нескольких экземпляров биопсии в единственном проколе используются коаксиальные иглы TruGuide.

Диаметр мм G		Длина, см	Каталожный №, цветовая маркировка
0,9	20	10	MN 2010
		13	MN 2013
		16	MN 2016
		20	MN 2020
1,2	18	10	MN 1810
		13	MN 1813
		16	MN 1816
		20	MN 1820
		25	MN 1825
		30	MN 1830
1,6	16	10	MN 1610
		13	MN 1613
		16	MN 1616
		20	MN 1620
2,1	14	10	MN 1410
		13	MN 1413
		16	MN 1416
		20	MN 1420
2,8	12	10	MN 1210
		13	MN 1213
		16	MN 1216
		20	MN 1220

Количество в упаковке – 10 штук.

Особенности:



Уникальный запатентованный спейсер позволяет разместить иглу внутри системы, не прикасаясь к ее стерильной части



Извлечение спейсера производится легко и также не требует контакта с иглой