

# UROSOFT® Уретеральные стенты

## КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА для гибких визуально-измерительных приборов (скопов)

### КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВИЗУАЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Этот новый комплект уретерального стента разработан для гибких визуально-измерительных приборов таких известных производителей как Wolf, Storz, Olympus Winter & Ibe. Для уретеральных стентов 4.7 и 6.0F рабочий канал должен быть  $\geq 6.6F$ , а для уретеральных стентов 7.0 F рабочий канал должен быть  $\geq 7.5F$ .


Длина толкателя была отрегулирована для соответствия длине рабочего канала гибких визуально-измерительных приборов. Кроме того, высокая гибкость толкателя гарантирует беспрепятственную установку уретерального стента.

Компоненты упакованы следующим образом:

Сумка 1: уретеральный стент и толкатель

Сумка 2: проводник

Преимущество отдельной упаковки для каждого компонента заключается в том, что определенный компонент, например, проводник, может оставаться в стерильном состоянии, если медработник использует для процедуры проводник другого типа. Это также способствует снижению затрат и предоставляет возможность для дополнительной экономии в клиниках, так как проводник может использоваться для другого пациента или проведения другой процедуры.




уретеральный стент




проводник




толкатель



посредством цистоскопа



посредством цистоскопа с  
наконечником Tiemann



наконечник с открытым концом

# Уретеральные стенты UROSOFT®

## КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА для гибких визуально-измерительных приборов (скопов)

### • УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Материал:      | мягкий полиуретан                             |
| ø:             | 4.7 F, 6 F, 7 F                               |
| Конфигурация:  | двойной pigtail (4.7 F)<br>pigtail (6 F, 7 F) |
| Цвет:          | синий                                         |
| Длина стержня: | 20, 22, 24, 26, 28 см                         |
| Общая длина:   | 24, 26, 28, 30, 32 см                         |

### • ТОЛКАТЕЛЬ для стента 7.0 F

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Материал: | Рентгеноконтрастный полиэтилен |
| ø:        | 6.6 F (цвет: бирюзовый)        |

|        |       |
|--------|-------|
| Длина: | 70 см |
|--------|-------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Рабочий канал: | ≥ 7.5F |
|----------------|--------|

### • ПРОВОДНИК

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Материал: | С покрытием FTFP <sup>*)</sup> , прямой, fixed core |
|-----------|-----------------------------------------------------|

### • ТОЛКАТЕЛЬ для стентов 4.7 F и 6.0 F

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Материал:      | Рентгеноконтрастный полиэтилен |
| ø:             | 6.0 F (Цвет: розовый)          |
| Длина:         | 70 см                          |
| Рабочий канал: | ≥ 6.6F                         |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ø: | .032i для стентов 4.7 F<br>.035i для стентов 6 F и 7 F |
|----|--------------------------------------------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Длина: | 150 см |
|--------|--------|

| Тип                                                                                                         | Ø<br>[F] | Толкатель Ø<br>[F] | Длина стержня<br>[см] | Общая длина<br>[см] | Посредством<br>цистоскопа<br>с наконечником<br>Tiemann | Посредством<br>цистоскопа | Наконечник<br>с открытым<br>open-end tip<br>концом |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Комплект уретерального<br>стента<br>для гибких визуально-<br>измерительных приборов<br>Рабочий канал ≥ 6.6F | 4.7*     | 6.0                | 20                    | 24                  | 57002220                                               | -                         | 57403120                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 22                    | 26                  | 57002230                                               | -                         | 57403130                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 24                    | 28                  | 57002240                                               | -                         | 57403140                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 26                    | 30                  | 57002250                                               | -                         | 57403150                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 28                    | 32                  | 57002260                                               | -                         | 57403160                                           |
|                                                                                                             | 6        | 6.0                | 20                    | 24                  | -                                                      | 57212220                  | 57413520                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 22                    | 26                  | -                                                      | 57212230                  | 57413530                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 24                    | 28                  | -                                                      | 57212240                  | 57413540                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 26                    | 30                  | -                                                      | 57212250                  | 57413550                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 28                    | 32                  | -                                                      | 57212260                  | 57413560                                           |
| Комплект уретерального стента<br>для гибких визуально-<br>измерительных приборов<br>Рабочий канал ≥ 7.5F    | 7        | 6.6                | 20                    | 24                  | -                                                      | 57223020                  | 57423320                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 22                    | 26                  | -                                                      | 57223030                  | 57423330                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 24                    | 28                  | -                                                      | 57223040                  | 57423340                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 26                    | 30                  | -                                                      | 57223050                  | 57423350                                           |
|                                                                                                             |          |                    | 28                    | 32                  | -                                                      | 57223060                  | 57423360                                           |

\* 4.7 F уретеральные стенты - тип двойной pigtail

Минимальное количество при заказе: 10 единиц

\*PTFE (политетрафторэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропелен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.