

UROSOFT® Уретеральные стенты

КОМПЛЕКТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА


КОМПЛЕКТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА

Состав комплекта:

- Проводник с покрытием из PTFE*, с фиксированным сердечником
- Толкатель
- Уретеральный стент «двойной pigtail»
- Зажим

Компания Bard / Angiomed признает возрастающую важность педиатрической урологии. Поэтому она разработала широкую линейку педиатрических уретеральных стентов. Данная линейка обеспечивает возможность разнообразного применения.


Стенты Urosoft 4F изготовлены из полиуретана наивысшего качества, пригодного для медицинского применения. Данный материал отличается мягкостью и гибкостью и обеспечивает высокую степень комфорта для пациента.




проводник



толкатель



уретеральный стент типа «двойной pigtail»



зажим

Тип	Ø [F]	Длина стержня [см]	Общая длина [см]	Посредством цистоскопа	Наконечник с открытым концом
Комплект педиатрического уретерального катетера	4	6	10	60431010	60441010
		8	12	60431020	60441020
		10	14	60431030	60441030
		12	16	60431040	60441040

Минимальное количество при заказе : 5 единиц

* PTFE (политетрафторроэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.