

Управляемые уретеральные стенты UROSOFT®

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ VARIO-STENT

VARIO-STENT ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕТЕРАЛЬНЫЙ СТЕНТ

Состав комплекта:


- Проводник с подвижным сердечником
- Система толкателя с внутренним катетером
- Уретеральный стент
- Предварительно собранное изделие позволяет выполнять простые и безопасные операции
- Прекрасная управляемость
- Безопасное расположение даже в тяжелых анатомических условиях
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к инкрустации
- Высокая степень комфорта пациента




проводник с подвижным сердечником



система толкателя с внутренним катетером



уретеральный стент



собранное состояние

Тип	Ø [F]	Длина стержня [см]	Общая длина [см]	посредством цистоскопа	посредством цистоскопа с наконечником Тиманна
VARIO-STENT Предварительно собранный, управляемый уретеральный стент	6	12	16	58480010	-
		20	24	58480030	-
		22	26	58480040	58490040
		24	28	58480050	58490050
		26	30	58480060	58490060
		28	32	58480070	58490070
	7	18	22	58481020	-
		22	26	58481040	58491040
		24	28	58481050	58491050
		26	30	58481060	58491060
		28	32	58481070	-

Минимальное количество при заказе: 10 единиц