

UROSOFT® Управляемые уретеральные стенты

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СТЕНТ

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СТЕНТ

Состав комплекта:

- Проводник из нитинола
- Толкатель
- Уретеральный стент
- Соединитель уретерального катетера
- Инструмент для введения

Многофункциональный стент Urosoft® предназначен для:


- дренажа мочи после пиелопластики
- рентгенографических исследований анастомотического состояния

• ТОЛКАТЕЛЬ

Материал: зеленый полипропилен для 4,7 F и прозрачный полипропилен для 6, 8 F и 10 F
Длина: 41 см

• ПРОВОДНИК

Материал: нитинол
ø: .035i
Длина: 145 см




проводник из нитинола



толкатель



уретеральный стент



соединитель уретерального катетера



Инструмент для введения

Тип	Ø	Длина стержня (длина 1)	Общая длина (длина 2)	Общая длина (длина 3)	Номер по каталогу
	[F]	[см]	[см]	[см]	
UROSOFT® многоцелевой стен	4.7	10	14	25	61475010
		10	14	22	61476010
	6	12	16	22	61476020
	8	24	28	22	61478140
	10	24	28	22	61479140

Минимальное количество при заказе: 10 единиц

Тип	Ø	Длина стержня (длина 1)	Общая длина (длина 2)	Общая длина (длина 3)	Номер по каталогу
	[F]	[см]	[см]	[см]	
UROSOFT® многоцелевой стен	4.0	10	14	25	61474010
	4.7	10	14	25	61475009

Без толкателя, минимальное количество при заказе: 1 единица