


PUROFLEX® Уретеральные стенты

КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА


КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА

Состав комплекта:


- Проводник с покрытием из PTFE*, прямой, с фиксированным сердечником
- Толкатель (не входит в состав интраоперационной версии)
- Уретеральный стент
- Зажим (только для версии с цистоскопическим наконечником)




Проводник



Толкатель



Уретеральный стент



Зажим

* PTFE (политетрафторроэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.

Уретеральные стенты PUROFLEX®

КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА

Тип	Ø	Длина стержня	Общая длина	Посредством цистоскопа	Посредством цистоскопа с наконечником	Наконечник с открытым концом	Интра- операционно
	[F]	[см]	[см]		Tiemann		
Комплект уретерального стента	4.7*	12	16	55500010	-	56100010	-
		16	20	55500014	-	-	-
		18	22	55500016	-	56100016	-
		20	24	55500020	-	56100020	-
		22	26	55500030	-	56100030	-
		24	28	55500040	-	56100040	-
		26	30	55500050	-	56100050	-
		28	32	55500060	-	-	-
	6	12	16	55510010	-	56110010	55710010
		18	22	-	-	56110016	-
		20	24	55510020	55910020	56110020	-
		22	26	55510030	55910030	56110030	55710030
		24	28	55510040	55910040	56110040	55710040
		26	30	55510050	55910050	56110050	55710050
		28	32	55510060	55910060	56110060	55710060
		12	16	55520010	-	56120010	55720010
	7	20	24	55520020	-	56120020	-
		22	26	55520030	55920030	56120030	55720030
		24	28	55520040	55920040	56120040	55720040
		26	30	55520050	55920050	56120050	55720050
		28	32	55520060	55920060	56120060	55720060
		22	26	55530030	-	56130030	-
		24	28	55530040	55930040	56130040	-
		26	30	55530050	55930050	56130050	-
	8	28	32	55530060	55930060	-	-
		22	26	55540030	-	56140030	-
		24	28	55540040	-	56140040	-
		26	30	-	-	56140050	-
	9	28	32	55540060	-	-	-
Комплект уретерального стента – посредством уретерореноскопа (длина толкателя 70 см)	4.7*	12	16	55500110	-	-	-
		22	26	55500130	-	56100130	-
		24	28	55500140	-	56100140	-
		26	30	55500150	-	56100150	-
		28	32	55500160	-	-	-

* 4.7 F уретеральные стенты – тип двойной pigtail

Минимальное количество при заказе: 10 единиц