


Уретеральные стенты PUROFLEX®

КОМПЛЕКТ УРОЛОГИЧЕСКОГО ЭНДОПРОТЕЗА

КОМПЛЕКТ УРОЛОГИЧЕСКОГО ЭНДОПРОТЕЗА

Состав комплекта:


- Проводник с покрытием из PTFE*, с фиксированным сердечником, прямой
 - Урологический эндопротез
 - Соединитель для уретерального катетера
- Отведение мочи из почки в отдельную систему сбора мочи после проведения различных вмешательств в систему мочеточника и мочевого пузыря.
 - Отведение мочи после операции на неопистисе.
 - Отведение мочи в случае уретерального кожного свища
 - Отведение мочи от хирургического поля во время вскрытия мочевого пузыря или замены мочевого пузыря



проводник



урологический эндопротез



соединитель уретерального катетера

Тип	Ø	Длина стержня	Общая длина	Посредством цистоскопа	Посредством цистоскопа с наконечником	Наконечник с открытым концом
	[F]	[см]	[см]		Tiemann	
Комплект	4.7	68	70	56800010	-	-
урологического	6	68	70	56300020	56810020	56820020
эндопротеза	7	68	70	56800030	56810030	56820030
	8	68	70	56800040	56810040	56820040
	9	68	70	56800050	56810050	56820050

Минимальное количество при заказе: 10 единиц

* PTFE (политетрафторэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.