

Управляемы уретеральные стенты PUROFLEX®

УРЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ VARIO-STENT

VARIO-STENT ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ УРЕТРАЛЬНЫЙ СТЕНТ

Состав комплекта:


- Проводник с подвижным сердечником
- Система толкателя с внутренним катетером
- Уретеральный стент
- Предварительно собранное изделие позволяет выполнять простые и безопасные операции
- Прекрасная управляемость
- Безопасное расположение даже в тяжелых анатомических условиях
- Мягкий полиуретан
- Низкая тенденция к образованию налета
- Высокая степень комфорта пациента




проводник с подвижным сердечником



система толкателя с внутренним катетером



уретеральный стент



собранное состояние

Тип	Ø	Длина стержня	Общая длина	посредством цистоскопа	посредством цистоскопа с наконечником Тиманна
	[F]	[см]	[см]		
Стент Vario-Stent Предварительно собранный, управляемый уретеральный стент	6	12	16	56770010	-
		20	24	56770030	-
		22	26	56770040	56780040
		24	28	56770050	56780050
		26	30	-	56780060
	7	20	24	56771030	-
		22	26	56771040	-
		24	28	56771050	56781050
		26	30	56771060	56781060
		28	32	-	56781070

Минимальное количество при заказе: 10 единиц