


Уретеральные стенты GREY®

КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА


КОМПЛЕКТ УРЕТЕРАЛЬНОГО СТЕНТА

Состав комплекта:


- Проводник с покрытием из PTFE*, прямой, с фиксированным стержнем
- Толкатель (не входит в состав интраоперационной версии)
- Уретеральный стент
- Зажим (только для версии с цистоскопическим наконечником)



проводник



толкатель



уретеральный стент



зажим

Тип	Ø	Длина стержня	Общая длина	Посредством цистоскопа	Посредством цистоскопа	Наконечник с открытым концом	Интра-операционно
	[F]	[см]	[см]		с наконечником Tiemann		
Комплект уретерального стента	6	12	16	-	59210010	59410010	-
		20	24	-	-	59410020	-
		22	26	58710030	-	59410030	58910030
		24	28	58710040	59210040	59410040	58910040
		26	30	58710050	59210050	59410050	58910050
		28	32	-	59210060	59410060	58910060
	7	12	16	-	-	59420010	-
		20	24	-	-	59420020	-
		22	26	-	59220030	59420030	-
		24	28	58720040	59220040	59420040	58920040
		26	30	58720050	59220050	59420050	58920050
		28	32	53720060	59220060	59420060	-
	8	20	24	-	-	59430020	-
		22	26	-	-	59430030	58930030
		24	28	58730040	59230040	59430040	58930040
		26	30	58730050	59230050	59430050	-
		28	32	-	-	59430060	-

Минимальное количество при заказе: 10 единиц

* PTFE (политетрафторэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.