



КОМПЛЕКТ УРОЛОГИЧЕСКОГО ЭНДОПРОТЕЗА


- Состав комплекта:
- Проводник с покрытием из PTFE*, с фиксированным сердечником, прямой
 - Урологический эндопротез
 - Соединитель для уретерального катетера
- Отведение мочи из почки в отдельную систему сбора мочи после проведения различных вмешательств в систему мочеточника и мочевого пузыря
 - Отведение мочи после операции на неоцистисе
 - Отведение мочи в случае уретерального кожного свища
 - Отведение мочи от хирургического поля во время вскрытия мочевого пузыря или замены мочевого пузыря



проводник



урологический эндопротез



соединитель уретерального катетера

Тип	Ø	Длина стержня	Общая длина	Посредством цистоскопа	Посредством цистоскопа с наконечником	Наконечник с открытым концом
	[F]	[см]	[см]		Tiemann	
Комплект	6	68	70	60200010	60210010	60220010
урологического	7	68	70	60200020	60210020	60220020
эндопротеза	8	68	70	60200030	60210030	60220030

Минимальное количество при заказе: 10 единиц

* PTFE (политетрафторроэтилен) и FEP (перфторо (этилен-пропилен)-сополимер) относятся к группе полигалогеновых олефинов и характеризуются низким коэффициентом трения, отсутствием липкости и превосходной химической стабильностью.