


SELEC-TIP® Уретеральные катетеры


КАТЕТЕР С ОЛИВООБРАЗНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ЗАКРЫТЫЙ /ОТКРЫТЫЙ ДИСТАЛЬНЫЙ КОНЕЦ

УРЕТЕРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР SELEC-TIP®, С ОЛИВООБРАЗНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

- Закрытый или открытый дистальный конец, слегка скошенный наконечник
- 1 или 2 боковых отверстия (закрытый дистальный конец)
- 1 боковое отверстие или без боковых отверстий (открытый дистальный конец)
- Градуированный
- Длина 69 см, оснащен стилетом и переходной насадкой шприца
- Комплект 3F включает проводник .021i, длиной 150 см
- Уретеральные катетеры с открытым дистальным концом 4-7F принимают проводник .035i
- Рентгеноконтрастный




уретеральный катетер: закрытый дистальный конец



уретеральный катетер: открытый дистальный конец



стиллет



насадка шприца

Тип	Диаметр [F]	Боковые отверстия / закрытый дистальный конец	Номер по каталогу	Боковые отверстия / открытый дистальный конец	Номер по каталогу
Уретеральный катетер Selec-Tip с оливообразным наконечником, изогнутый	3*	1	62400010	0	62410000
		2	62400020	1	62410010
	4	1	62400110	0	62410100
		2	62400120	1	62410110
	5	1	62400210	0	62410200
		2	624-0220	1	62410210
	6	1	62400310	0	62410300
		-	-	1	62410310
	7	-	-	0	62410400
		-	-	1	62410410

*Комплект 3 F с открытым дистальным концом
включает проводник .021i, длиной 150 см

Минимальное количество при заказе: 20 единиц
(комплект 3 F с открытым дистальным концом: 10 единиц)