


Аксессуары для уретеральных катетеров

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОАКСИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ WOERDENOFF/FROEHLICH


УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОАКСИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА

Используется в следующих случаях:

- Замена уретерального катетера
- Введение уретеральных стентов
- Инъекция контрастного вещества с «эффектом Вудраффа»
- Промывочная цитология
- Щеточная цитология
- Канал для биопсийных щипцов
- Удаления камней, используя корзины
- Использование ультразвуковых и лазерных зондов
- Расширение мочеточниковых сужений
- Замена уретеральных катетеров на петлевые катетеры
- Уретеронефроскопия с применением инструментов небольшого калибра (фиброскоп 7.0F)



универсальная оболочка



коаксиальная оболочка

Тип	Описание	Номер по каталогу
Универсальная коаксиальная оболочка	Оболочка уретерального катетера: Ø 8 F, длиной 80 см, внутренний Ø 5 F	63800010
	Коаксиальная оболочка: Ø 10 F, длиной 65 см, внутренний Ø 8 F	
	Позволяет введение уретеральных стентов 8 F, уретеральных катетеров большого калибра и слингов	
Универсальная коаксиальная оболочка	Оболочка уретерального катетера: Ø 9 F, длиной 80 см, внутренний Ø 6 F	63800010
	Коаксиальная оболочка: Ø 10.5 F, длиной 65 см, внутренний Ø 9 F	
	Позволяет введение уретеральных стентов 9 F, уретеральных катетеров большого калибра и слингов	

Минимальное количество при заказе: 10 единиц