


NEFROPUR® Нефростомические комплекты

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КАТЕТЕР PIGTAIL


НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛ NEPHROPUR® КАТЕТЕР PIGTAIL

Состав комплекта:


- Пункционная игла с MS срезом, Ø 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 3 части (16030080)*
- Игла Chiba с MS срезом, Ø 0.7 мм/22 G, длиной 280 мм, (16310100)*
- Сменный проводник Schueller из нержавеющей стали, J-образный, Ø .035i, длиной 100 см, с жестким стержнем длиной 40 см (06600020)*
- Расширители
- Дренажный катетер NEPHROPUR® длиной 30 см, со стопорным краном
- Диск Harzmann (64050010)*
- Дренажная трубка (64220050)*
- Мочеприемник с бактериальным фильтром 22 микрона (64400010)*




Мочеприемник




Диск Harzmann



Пункционная игла с MS срезом




Игла Chiba с MS срезом



Сменный проводник Schueller



Расширитель



Дренажный катетер NEPHROPUR®

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Нефростомический комплект из материала Nephropur®:		
С дренажным катетером pigtail 6F и расширителями 6F и 7F	55200060	55204060
С дренажным катетером pigtail 7F и расширителями 6, 7 и 8 F	55200070	55204070
С дренажным катетером pigtail 8F и расширителями 6, 7,8 и 9 F	55200080	55204080
С дренажным катетером pigtail 9F и расширителями 6, 7,8,9 и 10 F	55200090	55204090

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках