

Нефростомические комплекты NEFROPUR®

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КАТЕТЕР BASKET


НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛ NEFROPUR® КАТЕТЕР BASKET

Состав комплекта:


- Пункционная игла с MS срезом, $\varnothing$ 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 3 части (16030080)*
- Игла Chiba с MS срезом, $\varnothing$ 0.7 мм/22 G, длиной 280 мм (16310100)*
- Сменный проводник Schueller из нержавеющей стали, J-образный, $\varnothing$.035i, длиной 100 см, с жестким стержнем длиной 40 см (06600020)*
- Расширители
- Дренажный катетер NEFROPUR® длиной 30 см
- Диск Harzmann (64050010)*
- Дренажная трубка (64220050)*
- Мочеприемник с бактериальным фильтром 22 микрона (64400010)*




Мочеприемник



Диск Harzmann



Пункционная игла с MS срезом



Игла Chiba с MS срезом




Сменный проводник Schueller



Расширитель



Катетер с жестким проводником



Дренажный катетер BASKET

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Нефростомический комплект из материала Nephropur®:		
С дренажным катетером basket 10F и расширителями 6,8,10F и 12F	55200100	55204100
С дренажным катетером basket 12F и расширителями 6,8,10,12F и 14F	55200120	55204120
С дренажным катетером basket 14F и расширителями 6,8,10,12,14F и 16F	55200140	55204140
С дренажным катетером basket 16F и расширителями 6,8,10,12,14,16F и 18F	55200160	55204160

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках