

Нефростомические комплекты NEFROPUR®

СОКРАЩЕННЫЙ НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КАТЕТЕР BASKET
ЭКОНОМИЧНАЯ ВЕРСИЯ НЕФРОСТОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА С МЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КОМПОНЕНТОВ

СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛ NEFROPUR® КАТЕТЕР BASKET

Состав комплекта:

- Пункционная игла с MS срезом, Ø 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 2 части (16020080)*
- Сменный проводник Schueller из нержавеющей стали, J-образный, Ø .035i, длиной 100 см, с жестким стержнем длиной 40 см (06600020)*
- Расширители
- Дренажный катетер NEFROPUR® длиной 30 см



Пункционная игла с MS срезом



Сменный проводник Schueller



Расширитель



Катетер с жестким проводником



Дренажный катетер BASKET

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Сокращенный комплект из материала Nephropur®:		
С дренажным катетером basket 12F и расширителями 6,8,10F,12F и 14F	55200132	55204120
С дренажным катетером basket 14F и расширителями 6,8,10,12,14F и 16F	55200152	55204140

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (сокращенный комплект и сменный дренажный катетер), 10 единиц (сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках