


Нефростомические комплекты **SOFT-DRAIN®**

СОКРАЩЕННЫЙ НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КАТЕТЕР PIGTAIL
ЭКОНОМИЧНАЯ ВЕРСИЯ НЕФРОСТОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА С МЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КОМПОНЕНТОВ

СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛ SOFT-DRAIN КАТЕТЕР PIGTAIL

Состав комплекта:


- Пункционная игла с MS срезом, $\varnothing$ 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 2 части (16020080)*
- Сменный проводник Schueller из нержавеющей стали, J-образный, $\varnothing$.035i, длиной 100 см, с жестким стержнем длиной 40 см (06600020)*
- Дренажный катетер pigtail из материала Soft-Drain длиной 30 см.
- Расширители
- Диск Harzmann (64050010)*




Пункционная игла с MS срезом



Сменный проводник Schueller



Расширитель



Дренажный катетер Soft-Drain

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Сокращенный нефростомический комплект из материала Soft-Drain:		
С дренажным катетером pigtail 6F и расширителем 7F	55220065	55224060
С дренажным катетером pigtail 7F и расширителями 7 и 8 F	55220075	55224070
С дренажным катетером pigtail 8F и расширителями 7 и 9 F	55220086	55224080
С дренажным катетером pigtail 9F и расширителями 7,8 и 10 F	55220095	55224090

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках