

SOFT-DRAIN® Нефростомические комплекты


СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КАТЕТЕР PIGTAIL

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛА SOFT-DRAIN КАТЕТЕР PIGTAIL

Жесткая канюля обеспечивает необходимую при введении твердость, сравнимую с твердостью расширителей.

Состав комплекта:

- Пункционная игла с MS срезом из 2 частей, $\varnothing 1.3$ мм/17.5 G, длиной 200 мм (16020080)*
- Сменный проводник Schueller из нержавеющей стали, J-образный, $\varnothing .035$ i, длиной 100 см, с жестким стержнем длиной 40 см (06600020)*
- Дренажный катетер pigtail из материала Soft-Drain длиной 28 см.
- Обтуратор с гибким стилетом
- Диск Harzmann (64050010)*
- Универсальный адаптер (64230030)*




Пункционная игла с MS срезом




Сменный проводник Schueller



Обтуратор с гибким стилетом



Дренажный катетер Soft-Drain



Диск Harzmann

Тип	Номер по каталогу Комплект
Специальный нефростомический комплект из материала Soft-Drain:	
С дренажным катетером pigtail 7F	55260070
С дренажным катетером pigtail 8F	55260080
С дренажным катетером pigtail 9F	55260090

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
10 единиц (сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках