


Нефростомические комплекты PERCUTANEOUS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ КАТЕТЕР PIGTAIL
СТАНДАРТНЫЙ НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА СЕЛЬДИНГЕРА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКЕ И СИСТЕМЕ СБОРА МОЧИ ПО ГЮНТЕРУ.


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ КАТЕТЕР PIGTAIL

Состав комплекта:


- Пункционная игла $\varnothing$ 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 3 части (16050080)*
- Игла Chiba $\varnothing$ 0.7 мм/22 G, длиной 280 мм (16160100)*
- Проводник с фиксированным сердечником, J-образный, $\varnothing$.035i, длиной 80 см
- Расширители
- Дренажный катетер pigtail длиной 40 см (6 F – 8.4 F), длиной 35 см (9F), из мягкого полиэтилена, со стопорным краном
- Диск Harzmann (64050010)*
- Дренажная трубка (64220050)*




Диск Harzmann




Пункционная игла




Игла Chiba



Проводник



Расширитель



Дренажный катетер pigtai

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Комплект для чрескожной нефростомии:		
С дренажным катетером pigtail 6F и расширителем 7F	55000010	55004010
С дренажным катетером pigtail 6.6F и расширителем 7F	55000020	55004020
С дренажным катетером pigtail 7F и расширителями 7 и 8 F	55000030	55004030
С дренажным катетером pigtail 7.6F и расширителями 7 и 8 F	55000040	55004040
С дренажным катетером pigtail 8F и расширителями 7,8 и 9 F	55000050	55004050
С дренажным катетером pigtail 8.4F и расширителями 7,8 и 9 F	55000060	55004060
С дренажным катетером pigtail 9F и расширителями 7,8,9 и 10 F и сменным проводником Schueller	55000070	55004070

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках