

PERCUTANEOUS Нефростомические комплекты


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ С ПЕТЛЕВЫМ КАТЕТЕРОМ

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА И ПРИМЕНЯЕМАЯ МЕТОДИКА ИДЕНТИЧНЫ КОМПЛЕКТУ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧЕН ПЕТЛЕВОЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР (С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ КАТЕТЕРА В СТОРОНУ ОТ СИСТЕМЫ СБОРА МОЧИ).


КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ С ПЕТЛЕВЫМ КАТЕТЕРОМ

Состав комплекта:


- Пункционная игла $\varnothing$ 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 3 части (16050080)*
- Игла Chiba $\varnothing$ 0.7 мм/22 G, длиной 280 мм (16160100)*
- Проводник с фиксированным сердечником, из нержавеющей стали, J-образный, $\varnothing$.035i, длиной 80 см (01660020)*
- Расширители
- Петлевой дренажный катетер длиной 37 см, со стопорным краном
- Диск Harzmann (64050010)*
- Дренажная трубка (64220050)*



Диск Harzmann




Пункционная игла




Игла Chiba



Проводник



Расширитель



Петлевой дренажный катетер

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Комплект для чрескожной нефростомии:		
С петлевым дренажным катетером 6F и расширителем 7F	55020010	55024010
С петлевым дренажным катетером 7F и расширителями 7 и 8 F	55020030	55024030
С петлевым дренажным катетером 8F и расширителями 7,8 и 9 F	55020050	55024050
С петлевым дренажным катетером 9F и расширителями 7,8,9 и 10 F и сменным проводником Schueller	55020070	55024070

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках