

Нефростомические комплекты PERCUTANEOUS


СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ КАТЕТЕР PIGTAIL

ЭКОНОМИЧНАЯ ВЕРСИЯ СТАНДАРТНОГО НЕФРОСТОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА (С МЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КОМПОНЕНТОВ) С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА СЕЛЬДИНГЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКЕ И СИСТЕМЕ СБОРА МОЧИ.


СОКРАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ КАТЕТЕР PIGTAIL

Состав комплекта:


- Пункционная игла с MS срезом, $\varnothing$ 1.3 мм/17.5 G, длиной 200 мм, 2 части (16020080)*
- Сменный проводник Schueller из нержавеющей стали, J-образный, $\varnothing$.035i, длиной 100 см, с жестким стержнем длиной 40 см (06600020)*
- Расширители
- Дренажный катетер pigtail длиной 40 см из мягкого полиэтилена, со стопорным краном




Пункционная игла



Сменный проводник Schueller



Расширитель



Дренажный катетер pigtail

Тип	Номер по каталогу Комплект	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Сокращенный комплект для чрескожной нефростомии:		
С дренажным катетером pigtail 6.6F и расширителем 7F	55000009	55004020
С дренажным катетером pigtail 7.6F и расширителями 6 и 8 F	55001062	55004040
С дренажным катетером pigtail 8.4F и расширителями 7 и 9 F	55001213	55004060

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (облегченный комплект),
10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках