

PERCUTANEOUS Нефростомические комплекты

КОМПЛЕКТ ОТТО / ОТТО MS КАТЕТЕР PIGTAIL

для ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ И ДРЕНАЖА АБСЦЕССА
с ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПРЯМОЙ ПУНКЦИИ.

КОМПЛЕКТ ОТТО/ ОТТО MS КАТЕТЕР PIGTAIL

Состав комплекта А:


- Пункционная игла из трех частей, со скошенным кончиком, с длиной, адаптируемой к длине катетера [комплект Otto] или Пункционная игла из трех частей с MS срезом, с максимальной видимостью при ультразвуковом исследовании [комплект Otto MS]
- Дренажный катетер pigtail
- Обтуратор с кольцом
- Дренажная трубка (64220050)*
- Проводник с фиксированным сердечником, длиной 125 см, $\varnothing$.035i (для катетера 6 - 7 F), $\varnothing$.045i (для катетера 8 - 9 F)
- Мочеприемник с бактериальным фильтром 22 микрона (64400010)*
- Диск Harzmann (64050010)*

Состав комплекта В:

- Пункционная игла из трех частей, со скошенным кончиком, с длиной, адаптируемой к длине катетера [комплект Otto] или Пункционная игла из трех частей с MS срезом, с максимальной видимостью при ультразвуковом исследовании [комплект Otto MS]
- Дренажный катетер pigtail
- Обтуратор с кольцом
- Дренажная трубка (64220050)*
- Диск Harzmann (64050010)*

Отдельно в наличии имеется:

- Сменный дренажный катетер pigtail



Пункционная игла


Пункционная игла с MS срезом




Дренажный катетер pigtail



Обтуратор с кольцом




Дренажная трубка



Проводник




Узел для пункции (комплект Otto)



Узел для пункции (комплект Otto MS)



Мочеприемник



Диск Harzmann

Нефростомические комплекты PERCUTANEOUS

КОМПЛЕКТ ОТТО / ОТТО MS КАТЕТЕР PIGTAIL
 ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ И ДРЕНАЖА АБСЦЕССА
 С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПРЯМОЙ ПУНКЦИИ.

Тип	Ø [F]	Длина [см]	Номер по каталогу Комплект Otto	Номер по каталогу Комплект Otto MS	Номер по каталогу Сменный дренажный катетер
Комплект Otto A		30	18500030	18600030	18900030
	6	40	18500040	-	18900040
	6.6	30	-	-	18910030
		30	18520030	-	18920030
	7	40	18520040	-	18920040
		30	18540030	-	18940030
	8	40	18540040	-	18940040
		30	18560030	-	18960030
	9	40	18560040	-	18960040
Комплект Otto B		30	18700030	18800030	18900030
	6	40	18700040	-	18900040
	6.6	30	18710030	-	18910030
		40	-	-	18910040
	7	30	18720030	18820030	18920030
		40	18720040	-	18920040
	7.6	30	18730030	-	18930030
		30	18740030	18840030	18940030
	8	40	18740040	-	18940040
		30	18750030	18850030	18950030
	8.4	40	18750040	-	18950040
		30	18760030	18860030	18960030
	9	40	18760040	-	18960040

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),
 10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)
 * Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках