

PERCUTANEOUS Нефростомические комплекты


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ И ДИЛАТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ И ДИЛАТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Нефростомический комплект был разработан совместно профессором Дж. Тюррофф, клиника Майнц, и профессором П. Алкен, клиника Манхайм, с целью обеспечения унифицированного доступа к ренальной системе под контролем ультразвукового или рентгеновского наведения, независимо от того, выполняется ли пункция только для введения нефростомического катетера или для расширения прохода для нефроскопии

Состав комплекта:


- Пункционная игла, $\varnothing$ 1.3 мм/17.5 G, длиной 225 мм, с внешней канюлей: со скошенным кончиком, с катетером 6F из PTFE*) на игле, стилет: на 4 см короче, скругленный
- Игла chiba из двух частей, $\varnothing$ 0.7 мм/22 G, со скошенным кончиком, длиной 280 мм (16160100)*
- Расширитель, 8F
- Стиллет-катетер, расширитель: 10F, длиной 200 мм, оболочка: длиной 185 мм
- Дренажный катетер pigtail из материала Nephropur 10F, длиной 35 см
- Диск Harzmann (64050010)*
- Соединитель катетера и соединительная трубка



Пункционная игла




Игла Chiba



Стиллет-катетер




Дренажный катетер pigtail из материала Nephropur



Соединитель катетера и соединительная трубка



Расширитель



Диск Harzmann

Тип	Номер по каталогу
Комплект Schueller:	Комплект
С дренажным катетером pigtail 10F	55050010

Минимальное количество при заказе: 5 единиц (комплект),

10 единиц (сменный дренажный катетер и сменные детали)

* Номера для заказа сменных деталей указаны в скобках