


HIGHFLEX Корзинки для экстракции камней

КОРЗИНКИ HIGHFLEX


Корзинки HIGHFLEX компании Бард / Ангиомед являются продуктом выбора для эффективного прохождения изгибов мочеточника и калькулезных окклюзий. Они сочетают в себе проверенную и наиболее совершенную Нитиноловую технологию с эргономичной, высококачественной конструкцией рукоятки.

Корзинки HIGHFLEX компании Бард / Ангиомед представлены в широком диапазоне конструкций и размеров. Поэтому они представляют собой идеальный выбор для применения в урологии, рентгенологии и гастроэнтерологии.


- Эргономичная, съемная рукоятка для точного управления
- Ручка с инъекционным адаптером
- Нитиновый материал обладает следующими свойствами:
 - Устойчивость к изгибам не только в области сердечника, но и по всей конструкции корзинки.
 - Полное 1:1 отношение крутящих моментов
- Меньшая травматичность из-за высокой гибкости




Корзинка HIGHFLEX




3-проволочная параллельная




3-проволочная спиральная




4-проволочная параллельная



4-проволочная спиральная



5-проволочная параллельная



5-проволочная спиральная



6-проволочная параллельная



6-проволочная спиральная

Корзинки для экстракции камней HIGHFLEX

Тип	Диаметр Ø [F]	Количество проволок в корзинке	Диаметр Ø корзинки [мм]	Длина корзинки [мм]	Номер для заказа Корзинка параллельная	Номер для заказа Корзинка спиральная
Корзинка HIGHFLEX длина катетера 65 см	2,5	3	10	20	42270010	42240010
			15	25	42270020	42240020
		4	10	20	42271010	42241010
			15	25	42271020	42241020
	4	4	20	30	42281030	42251030
		5	20	30	42282030	42252030
		4	20	30	42291030	42261030
	4,6	6	20	30	42293030	42263030
Корзинка HIGHFLEX длина катетера 90 см	2,5	3	MO	20	42270060	42240060
			15	25	42270070	42240070
		4	10	20	42271060	42241060
			15	25	42271070	42241070
	4	4	20	30	42281080	42251080
		5	10	20	42281880	-
			20	30	42282080	42252080
	4,6	4	20	30	42291080	42261080
		6	20	30	42293080	42263080
Корзинка HIGHFLEX длина катетера 120 см	2,5	3	10	20	42270110	42240110
			15	25	42270120	42240120
		4	10	20	42271110	42241110
			15	25	42271120	42241120
	4	4	20	30	42281130	42251130
		5	20	30	42282130	42252130
		4	20	30	42291130	42261130
	4,6	6	20	30	42293130	42263130

Минимальное количество для заказа: 1 единица